

کیت اندازه گیری **Anti-Cardiolipin IgG/IgM** در سرم انسان  
**Anti-Cardiolipin IgG/IgM ELISA Kit 96t**  
 Cat. No: 4424-96 / Rev: C0 (1402/10/06)

**مقدمه:**

اتوانتی‌بادی‌های ضد کاردیولیپین، در اثر پاسخ خودایمنی بدن تولید می‌شوند و اندازه‌گیری میزان این آنتی‌بادی‌ها در تشخیص ریسک ترومبوز در بیماران مبتلا به لوپوس اریترماتوز سیستمیک (SLE) و سندرم آنتی فسفولیپید (APS) اهمیت دارد. افزایش سطح اتوانتی‌بادی‌های ضد کاردیولیپین در اختلالات مرتبط با تشکیل لخته خون، ترومبوسیتوپنی، سقط مکرر جنین (خصوصاً در سه ماهه اول و دوم) و زایمان زودرس مشاهده می‌شود. حیطة کاربرد **Anti-Cardiolipin IgG/IgM ELISA Kit** اندازه‌گیری کمی و سنجش کیفی سطح اتوانتی‌بادی‌های **Anti-Cardiolipin** در نمونه سرم انسان به روش الیزا است.

**اصول آزمایش:**

این تست براساس الیزای غیرمستقیم طراحی شده است. در این آزمایش، نمونه‌های سرم، کالیبراتورها و کنترل‌ها به چاهک‌های پوشیده شده با آنتی‌ژن اضافه می‌شوند. در زمان انکوباسیون اول، اتوانتی‌بادی‌های ضد کاردیولیپین موجود در نمونه‌های سرم، کالیبراتورها و کنترل مثبت در کف چاهک‌ها تثبیت می‌گردند. پس از شستشو و حذف اجزاء متصل نشده، با اضافه شدن کونژوگه آنزیمی (حاوی آنتی‌بادی ضد ایمونوگلوبین انسانی **IgG** یا **IgM** متصل به آنزیم **HRP**) کمپلکس‌های ایمنی تشکیل می‌شوند. افزودن محلول رنگزا (سوبسترای آنزیم **HRP**) و سپس محلول متوقف کننده محصول نهایی را تولید می‌کند که بیشترین جذب نوری را در طول موج ۴۵۰ نانومتر دارد. شدت جذب نوری هر چاهک با غلظت آنتی‌بادی‌های **IgG** یا **IgM** ضد کاردیولیپین موجود در نمونه‌های سرم و کالیبراتورها ارتباط مستقیم دارد. در نهایت غلظت اتوانتی‌بادی **Anti-Cardiolipin** در هر نمونه توسط منحنی استاندارد محاسبه می‌شود.

**محتویات کیت:**

- ۱) میکروپلیت ۹۶ تستی حاوی آنتی‌ژن تثبیت شده.
- ۲) کالیبراتورها (**Anti-Cardiolipin Cal A-F**): شش ویال با غلظت‌های ۰.۳، ۱.۰، ۳.۰، ۱۰۰، ۳۰۰ و ۳۰۰۰ (GPL/mL or MPL/mL) تهیه شده از سرم انسان.
- ۳) کالیبراتور **Cut-Off**: یک ویال ۱ میلی‌لیتری.
- ۴) کونژوگه آنزیمی (**IgG Enzyme Conjugate**): یک ویال ۱۱ میلی‌لیتری حاوی آنتی‌بادی ضد **IgG** انسان متصل به آنزیم **HRP** در بافر.

- ۵) کونژوگه آنزیمی (**IgM Enzyme Conjugate**): یک ویال ۱۱ میلی‌لیتری حاوی آنتی‌بادی ضد **IgM** انسان متصل به آنزیم **HRP** در بافر.
  - ۶) بافر رقیق‌کننده نمونه (**Sample Diluent-5X**): یک ویال ۲۰ میلی‌لیتری.
  - ۷) محلول شستشو (**Wash Solution-50X**): یک ویال ۲۰ میلی‌لیتری.
  - ۸) محلول رنگزا **A** (**Substrate Solution A**): یک ویال ۶/۵ میلی‌لیتری.
  - ۹) محلول رنگزا **B** (**Substrate Solution B**): یک ویال ۶/۵ میلی‌لیتری.
  - ۱۰) محلول متوقف کننده (**Stop Solution**): یک ویال ۱۲ میلی‌لیتری.
  - ۱۱) محلول کنترل مثبت (**Positive Control**): یک ویال ۱ میلی‌لیتری.
  - ۱۲) محلول کنترل منفی (**Negative Control**): یک ویال ۱ میلی‌لیتری.
  - ۱۳) برچسب مخصوص پلیت.
- توجه ۱: تمام محلول‌ها در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند. محلول متوقف‌کننده در دمای اتاق نیز قابل نگهداری است.
- توجه ۲: مقادیر کنترل‌ها در **COA** درج گردیده است.

**مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی‌باشند:**

- ۱) دستگاه خوانش گر پلیت دارای فیلتر ۴۵۰ و ۶۳۰ نانومتر (فیلتر مرجع).
- ۲) آب مقطر دیونیزه.
- ۳) سمپلر کالیبره.

**احتیاط در استفاده از کیت:**

- ۱) محتویات این کیت برای استفاده در همین کیت تعبیه گردیده است؛ لذا از استفاده مشترک با سایر کیت‌ها و یا شماره‌های ساخت دیگر جداً خودداری نمایید.
- ۲) تمام محلول‌ها تا زمان انقضاء کیت پایدار هستند. از محلول‌هایی که تاریخ انقضاء آن‌ها گذشته است استفاده نکنید.
- ۳) توجه فرمایید که محلول‌ها در معرض نور مستقیم قرار نگیرند.
- ۴) محتویات این کیت با منشأ انسانی از نظر منفی بودن **HIV1/2**، **HBsAg** و **HCV** بررسی شده‌اند؛ ولی تشخیص قطعی در مورد منفی بودن تمام عوامل عفونی بیماری‌زا با استفاده از روش‌های متداول آزمایشگاهی امکان پذیر نیست. بنابراین با توجه به احتمال آلودگی و بیماری‌زایی محتویات کیت، تمام مراحل آزمایش باید مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی انجام شوند.
- ۵) استفاده از دستکش و عینک در هنگام کار الزامی است و در هنگام کار با کیت دقت فرمایید که محتویات آن بر روی صورت یا سایر نقاط بدن ریخته نشود. از تماس مواد با دهان و سایر مخاط جداً جلوگیری نمایید.
- ۶) نمونه بیماران، کنترل‌ها، چاهک‌ها و سر سمپلرهای استفاده شده باید به‌عنوان پسماندهای عفونی در نظر گرفته شوند و مطابق با الزامات دفع پسماندهای عفونی امحاء گردند.

**جمع آوری و آماده‌سازی نمونه:**

- ۱) برای این آزمایش از نمونه سرم تازه (حداکثر ۱ ساعت پس از جداسازی سرم) استفاده کنید. نمونه خون با استفاده از تکنیک استاندارد خون‌گیری سیاهرگی تهیه شود و سرم بعد از لخته شدن کامل خون (۳۰ تا ۶۰ دقیقه) از سلول‌های خونی جدا شود. حتی الامکان از نمونه‌های ایکتریک، لیپمیک و همولیز استفاده نکنید.
- ۲) درب ظرف نمونه‌ها باید کاملاً بسته باشد. نمونه‌ها حداکثر تا ۲ روز در دمای ۲-۸ درجه سانتی‌گراد قابل نگهداری هستند و به مدت یک‌ماه در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد قابل نگهداری هستند. از منجمد و ذوب کردن مکرر نمونه‌ها خودداری کنید.

**آماده‌سازی معرف‌ها و رقیق سازی نمونه:**

- ۱) آماده سازی و نگهداری محلول شستشو: حجم ۲۰ میلی‌لیتر از محلول شستشو (**50X**) را به ۹۸۰ میلی‌لیتر آب مقطر دیونیزه اضافه و پس از آماده‌سازی در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری کنید. در صورت مشاهده رسوب در محلول شستشو، آن را در بن ماری ۳۷ درجه سانتی‌گراد قرار دهید تا رسوب حل شود. در صورت مشاهده کدورت در محلول شستشو، از مصرف آن خودداری کنید.

- ۲) آماده سازی محلول رنگزا: محلول‌های رنگزا **A** و **B** را با حجم‌های مساوی (۱:۱) مخلوط کنید (به‌عنوان مثال، برای تهیه ۲ میلی‌لیتر محلول آماده مصرف، ۱ میلی‌لیتر از محلول رنگزا **A** را به ۱ میلی‌لیتر از محلول رنگزا **B** اضافه کنید) و به‌مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه کنید. در صورت مشاهده رنگ آبی و یا کدورت در محلول رنگزا، از مصرف آن خودداری فرمایید.

- ۳) آماده سازی بافر رقیق کننده نمونه: بافر رقیق کننده نمونه (**5X**) را به نسبت ۱:۴ با آب مقطر دیونیزه رقیق کنید (به‌عنوان مثال ۲۰ میلی‌لیتر از بافر رقیق کننده را به ۸۰ میلی‌لیتر آب مقطر اضافه کنید). بافر آماده شده به‌مدت حداقل یک ماه در دمای ۲-۸ درجه سانتی‌گراد پایدار و قابل استفاده است.

- ۴) رقیق سازی نمونه: نمونه‌های سرم را به نسبت ۱:۱۰۰ توسط بافر رقیق کننده نمونه آماده شده رقیق کنید. به‌عنوان مثال ۱۰ میکرولیتر از نمونه سرم را به ۱۰۰۰ میکرولیتر بافر رقیق کننده نمونه اضافه کنید.
- توجه: کالیبراتورها و کنترل‌ها آماده مصرف هستند و نیاز به رقیق‌سازی ندارند.

**روش انجام آزمایش:**

قبل از شروع آزمایش مطمئن شوید که تمام اجزاء کیت و نمونه‌ها به دمای اتاق (۲۲ تا ۲۸ درجه سانتی‌گراد) رسیده‌اند. کالیبراتورها را با ۵ بار سر و ته کردن به آرامی یکنواخت کنید.

۱) تعداد چاهک‌های مورد نیاز برای انجام آزمایش را بردارید و بقیه چاهک‌ها را همراه رطوبت‌گیر در کیسه آلومینیومی قرار دهید، درب آن را بسته و در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری کنید.

۲) حجم ۱۰۰ میکرولیتر از نمونه‌های رقیق شده، کالیبراتورها و کنترل‌ها را به صورت دوتایی (دوپلیکیت) به چاهک‌ها اضافه کنید و پلیت را به‌مدت ۳۰ ثانیه به آرامی تکان دهید.

۳) چاهک‌ها را با برچسب مخصوص پلیت بپوشانید و به‌مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه نمایید.

۴) محتویات چاهک‌ها را با وارونه کردن یا اسپیراسیون تخلیه کنید. چاهک‌ها را ۳ مرتبه و هر مرتبه با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو بشوید. اگر شستشو به‌صورت دستی انجام می‌شود در انتهای شستشو به آرامی پلیت را روی دستمال رطوبت‌گیر بریزید. به‌منظور انجام شستشوی مناسب و استاندارد چاهک‌ها، مطابق با فیلم قرار داده شده در وب‌سایت شرکت اقدام نمایید.

۵) حجم ۱۰۰ میکرولیتر از محلول کونژوگه آنزیمی به همه چاهک‌ها اضافه کنید و پس از پوشاندن آن‌ها با برچسب مخصوص، پلیت را به‌مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه نمایید. از تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری کنید.

۶) چاهک‌ها را مطابق بند ۴ تخلیه کنید و شستشو دهید.

۷) حجم ۱۰۰ میکرولیتر محلول رنگزا آماده مصرف (بخش آماده سازی معرف‌ها را مطالعه فرمایید) درون تمام چاهک‌ها بریزید و پلیت را به‌مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه کنید. از تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری کنید.


۸) حجم ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف‌کننده به کلیه چاهک‌ها اضافه کنید. پلیت را به‌مدت ۵ ثانیه به آرامی تکان دهید و سپس آن را به‌مدت ۵ دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید.

۹) مقدار جذب نوری را برای هر چاهک در طول موج ۴۵۰ نانومتر حداکثر تا ۳۰ دقیقه بعد از متوقف کردن واکنش بخوانید. (از طول موج فرانس ۶۲۰ تا ۶۳۰ نانومتر استفاده کنید). میزان جذب و نمودار کالیبراتورهای این کیت به‌عنوان نمونه در زیر ارائه شده است.

Calibrators (IgG/M)	Well Number	Mean OD (IgG)	Mean OD (IgM)	Conc. (GPL/mL or MPL/mL)
Cal. A	A1	0.061	0.057	0
	B1			
	C1			
Cal. B	D1	0.159	0.155	3
	E1			
	F1			
Cal. C	G1	0.304	0.297	10
	H1			
Cal. D	A2	0.602	0.591	30
	B2			
Cal. E	C2	1.099	1.105	100
	D2			
Cal. F	E2	2.062	2.047	300
	F2			

1- <http://www.idealdiag.com/Training.aspx>





**تفسیر کمی نتایج و مقادیر مورد انتظار**

نتایج کمی را با استفاده از منحنی استاندارد و با روش Point to Point محاسبه کنید. نمونه‌هایی با غلظت بیشتر از 300 (GPL/mL or MPL/mL) باید پس از رقیق شدن (توسط محلول رقیق کننده) مجدداً آزمایش شوند. شرکت تولید کننده کیت، مقادیر مورد انتظار برای این تست را به قرار زیر مشخص کرده است. اگرچه، این مقادیر برای هر آنالیت باید توسط آزمایشگاه تعیین گردد.

Normal Range	Equivocal Range	Positive Result
<12 (GPL/mL or MPL/mL)	12-18 (GPL/mL or MPL/mL)	> 18 (GPL/mL or MPL/mL)

**تفسیر کیفی نتایج و مقادیر مورد انتظار**

در تفسیر کیفی نتایج، جذب نوری نمونه‌ها را با جذب نوری کالیبراتور Cut-Off مقایسه نمایید.

Negative Result	Positive Result
OD Patient < 0.8 x OD Cut-off	OD Patient > 1.2 x OD Cut-off

Equivocal Range
0.8 x OD Cut Off ≤ OD Patient ≤ 1.2 x OD Cut Off

**پارامترهای کنترل کیفی**

بر اساس راهنمایی‌های موجود در استانداردهای 13641 EN و CLSI، نتایج حاصل از تست‌های کیت Anti-Cardiolipin در محدوده قابل قبول می‌باشد.

**۱) بررسی دقت - آزمون دقت درون دور (Within Run)**

دقت درون دور با ارزیابی تکرارپذیری نتایج حاصل از سه نمونه سرم با غلظت‌های متفاوت در یک نوبت کاری (۲۰ بار تکرار برای هر نمونه) بررسی شد. معیار پذیرش در این آزمایش  $CV < 10\%$  است.

IgG or IgM Test	IgG			IgM		
Serum Sample	1	2	3	1	2	3
No. of Repeats	20	20	20	20	20	20
Mean Conc.	8.13	12.08	78.95	8.12	20.55	87.95
SD	0.36	0.52	2.94	0.39	0.8	3.8
CV (%)	4.4	4.3	3.7	4.8	3.9	4.3

**۲) بررسی دقت - آزمون دقت بین دور (Between Run)**

دقت بین دور با ارزیابی تجدیدپذیری نتایج حاصل از سه نمونه سرم با غلظت‌های متفاوت در ۴ نوبت کاری (۵ بار تکرار برای هر نمونه در هر نوبت کاری) بررسی شد. معیار پذیرش در این آزمایش  $CV < 10\%$  است.

IgG or IgM Test	IgG			IgM		
Serum Sample	1	2	3	1	2	3
No. of Repeats	20	20	20	20	20	20
Mean Conc.	5.26	16.81	177.80	9.53	21.36	101.41
SD	0.31	0.80	7.34	0.50	0.98	4.89
CV (%)	5.9	4.7	4.1	5.2	4.6	4.8

**۳) بررسی درستی - آزمون بازیابی (Recovery)**

در این آزمایش به ازاء هر آزمون، دو نمونه سرم به نسبت مساوی با یکدیگر ترکیب شد و به عنوان یک نمونه میزان آنتی‌بادی‌های IgG و IgM ضد کاردیولیپین در آن‌ها اندازه‌گیری شد. معیار پذیرش در این آزمایش،  $Bias < 10\%$  نسبت به نتیجه مورد انتظار است.

IgG	Sample (GPL/mL)	Added (GPL/mL)	Exp. (GPL/mL)	Obs. (GPL/mL)	% Rec.
1	5.36	15.39	10.38	10.84	104.43
2	15.39	75.66	45.53	48.52	106.56
3	5.36	75.66	40.51	42.22	104.22

IgM	Sample (MPL/mL)	Added (MPL/mL)	Exp. (MPL/mL)	Obs. (MPL/mL)	% Rec.
1	7.61	11.74	9.68	10.14	104.75
2	11.74	72.27	42.01	43.51	103.57
3	7.61	72.27	39.94	40.37	101.08

**۴) بررسی درستی - آزمون خطی بودن (Linearity)**

در این تست، میزان آنتی‌بادی‌های IgG و IgM ضد کاردیولیپین در رقت‌های مختلف نمونه سرم برای تعیین خطی بودن کیت اندازه‌گیری شد. معیار پذیرش در این آزمایش  $Bias < 10\%$  است.

IgG	Sample (GPL/mL)	% Bias			
		1/2	1/4	1/8	1/16
1	73.22	0.16	-0.81	-3.92	7.04
2	73.42	1.99	-1.55	4.06	-4.99

IgM	Sample (MPL/mL)	% Bias			
		1/2	1/4	1/8	1/16
1	28.91	0.66	2.80	-5.36	-8.68
2	60.06	0.72	-3.04	-1.7	2.43

**۵) بررسی درستی - مقایسه روش‌ها**

**(Comparison of Methods)**

جهت بررسی درستی نتایج این کیت، میزان آنتی‌بادی‌های IgG و IgM ضد کاردیولیپین در ۱۰۰ نمونه توسط این کیت اندازه‌گیری شد و نتایج آن با کیت مرجع مقایسه و ضریب همبستگی بین نتایج به دست آمده از دو کیت، بر اساس روش Pearson، برای IgG ۰/۹۹۸ و برای IgM ۰/۹۹۸ محاسبه گردید. معیار پذیرش برای این آزمایش به صورت زیر تعریف شده است:

$0.9 \leq \text{Pearson Correlation Coefficient} \leq 1.0$

**۶) بررسی تداخلات (Interference)**

بر اساس فرمول زیر، درصد تداخلات رایج در سنجش Anti-Cardiolipin IgG/M مورد ارزیابی قرار گرفت:

$\text{درصد تداخل} = \frac{\text{میانگین غلظت قبل از افزودن آنالیت مداخله گر} - \text{میانگین غلظت بعد از افزودن آنالیت مداخله گر}}{\text{میانگین غلظت قبل از افزودن آنالیت مداخله گر}} \times 100$

بر اساس نتایج بدست آمده هموگلوبین تا ۵۰۰، بیلی‌روبین تا ۲۰ و تری‌گلیسرید تا ۱۰۰۰ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر تأثیری بر نتیجه سنجش ندارند.

**۷) بررسی اختصاصیت (Clinical Specificity)**

۱۰۰ نمونه سرم با سطح IgG منفی و ۱۰۰ نمونه با سطح IgM منفی توسط این کیت بررسی شدند که ۹۸ نمونه برای IgG و ۱۰۰ نمونه برای IgM منفی بودند. بر این اساس، اختصاصیت بالینی کیت برای IgG ۹۸ و برای IgM ۱۰۰ درصد می‌باشد.

**۸) بررسی حساسیت بالینی (Clinical Sensitivity)**

بررسی ۴۷ نمونه سرم با سطح IgG مثبت و ۴۷ نمونه با سطح IgM مثبت توسط این کیت نشان داد که ۴۵ نمونه برای IgG و ۴۶ نمونه برای IgM مثبت بودند. بر این اساس، حساسیت کیت برای IgG ۹۵/۷ و برای IgM ۹۷/۹ درصد می‌باشد.

**۹) بررسی کمترین حد اندازه‌گیری (Limit of Detection)**

کمترین حد اندازه‌گیری کیت، بر اساس اندازه‌گیری میزان Anti-Cardiolipin در بافر رقیق کننده نمونه (با ۶۰ بار تکرار) و یک نمونه منفی (با ۶۰ بار تکرار)، برابر با ۱/۰۱ GPL/mL یا ۰/۹۷ MPL/mL تعیین گردید.

**۱۰) بررسی پایداری (Stability)**

**Accelerated Stability Test** کیت به مدت ۴ هفته در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد قرار داده شد و سپس نتایج آن بررسی و با نتایج روز صفر مقایسه گردید.

**In Use Stability Test**: پس از باز کردن درب محلول‌ها، کیت به مدت ۸ هفته در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد قرار داده شد و سپس نتایج حاصل از آن با نتایج روز صفر مقایسه گردید.

**Shelf Stability Test**: ۸ عدد کیت به مدت ۲۲ ماه در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد قرار داده شد و هر سه ماه یک بار بررسی گردید.

نتایج هر بررسی با نتایج روز صفر مقایسه شد. مطالعات مختلف بررسی پایداری نشان می‌دهد که کیت مورد نظر تا زمان مشخص شده پایدار است. معیار پذیرش در آزمایش‌های مربوط به تعیین پایداری، تغییر نتایج کمتر از ۲۰ درصد است.

**علامت استفاده شده در پرچسب کالاها**

<b>EC REP</b>	Authorized representative in the European community
	Manufacturer
	Use-by date
<b>LOT</b>	Batch code
<b>IVD</b>	In vitro diagnostic medical device
<b>CE</b>	European conformity
<b>REF</b>	Catalogue number
	Contains sufficient for tests
	Temperature limit
	Date of manufacture

**References:**

- Pagana KD. Mosby's manual of diagnostic and laboratory tests. Elsevier Health Sciences.
- Mattia E, et al. A contribution to detection of anticardiolipin and anti-β2glycoprotein I antibodies: Comparison between a home-made ELISA and a fluorescence enzyme immunoassay. Clinical Chimica Acta. 446: 93-6. (2015)

در صورت بروز هرگونه مشکل خواهشمند است با تلفن‌های مندرج بر روی جعبه بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

هفته در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد قرار داده شد و سپس نتایج حاصل از آن با نتایج روز صفر مقایسه گردید.

۸ عدد کیت به مدت ۲۲ ماه در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد قرار داده شد و هر سه ماه یک بار بررسی گردید.