


5 تخلیه چاهک‌ها
و 3 بار شستشو
هر بار 300 λ




6 100 λ
محلول رنگزا (A+B)



← از تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری کنید



**15 دقیقه انکوباسیون
در دمای اتاق و تاریکی**



7 50 λ
محلول Stop




20 ثانیه حرکت آرام روی سطح میز



8 خوانش با فیلتر 450 nm
فیلتر فرانس 630 nm
خوانش حداکثر تا مدت 15 دقیقه



1 50 λ
کنترل، کالیبراتور، نمونه
1:100 رقیق شده




2 100 λ
کونژوگه بیوتینی




30 ثانیه حرکت آرام روی سطح میز




**پوشاندن چاهک‌ها با برجسب
مخصوص پلیت و 60 دقیقه
انکوباسیون در دمای اتاق**



3 تخلیه چاهک‌ها
و 3 بار شستشو
هر بار 300 λ




4 100 λ
کونژوگه آنزیمی



← از تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری کنید

**پوشاندن چاهک‌ها با برجسب
مخصوص پلیت و 30 دقیقه
انکوباسیون در دمای اتاق**

نمونه

سرم یا پلاسمای هیپارینه با
حاروی EDTA (ترجیحاً ناشتا)

آماده‌سازی محلول‌ها

محلول شستشو: 20 میلی‌لیتر از محلول شستشو (50X)
را به 980 میلی‌لیتر آب مقطر دیونیزه اضافه کنید /
نگهداری در دمای 2 تا 8 درجه سانتی‌گراد.
محلول رنگزا: محلول‌های رنگزا A و B با حجم‌های
مساوی (1:1) مخلوط و قبل از مصرف به مدت 10 دقیقه
در دمای اتاق و تاریکی انکوبه شود.

محلول رقیق‌کننده نمونه: رقیق‌سازی با نسبت 1:9 با
آب مقطر دیونیزه (مثال: برای ساخت 1 میلی‌لیتر محلول
رقیق‌کننده آماده مصرف 100 میکرولیتر محلول
رقیق‌کننده را به 900 میکرولیتر آب اضافه نمایید)
رقیق‌سازی نمونه: حجم 10 میکرولیتر از نمونه سرم را به
1 میلی‌لیتر از محلول رقیق‌کننده آماده شده در مرحله
قبل اضافه نموده و با سر و ته کردن به خوبی مخلوط
نمایید (رقیق‌سازی به نسبت 1:100)

مقادیر مرجع

Negative Result	Borderline	Positive Result
< 40 (U/mL)	40-45 (U/mL)	> 45 (U/mL)

نکات

غلظت کالیبراتورها و کنترل (ها) در برگه COA
درج شده است.

Rev (E₀):1403/02/08