

5 تخلیه چاهکها
و 3 بار شستشو
هر بار 300 λ



6 100 λ
محلول رنگزا (A+B)



از تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری کنید

15 دقیقه انکوباسیون
در دمای اتاق و تاریکی



7 50 λ
محلول Stop



20 ثانیه حرکت آرام روی سطح میز



8 خوانش با فیلتر 450 nm
فیلتر رفرانس 630 nm
خوانش حداکثر تا مدت 15 دقیقه



1 50 λ
نمونه، کنترل، کالیبراتور



2 50 λ
کونژوگه بیوتینی



30 ثانیه حرکت آرام روی سطح میز



پوشاندن چاهکها با برجسب
مخصوص پلیت و 30 دقیقه
انکوباسیون در دمای اتاق



3 تخلیه چاهکها
و 3 بار شستشو
هر بار 300 λ



4 50 λ
کونژوگه آنزیمی



پوشاندن چاهکها با برجسب
مخصوص پلیت و 30 دقیقه
انکوباسیون در دمای اتاق



نمونه	سرم (ترجیحاً ناشتا)
آماده سازی محلول ها	
محلول شستشو: 20 میلی لیتر از محلول شستشو (50X) را به 980 میلی لیتر آب مقطر دیونیزه اضافه کنید / نگهداری در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد.	
محلول رنگزا: قبل از شروع استفاده از کیت، کل حجم محلول رنگزا B (ویال روشن) را داخل محلول رنگزا A (ویال تیره) خالی نمایید و برای انجام تست تا پایان مصرف کیت استفاده نمایید. در صورت مشاهده رنگ آبی و یا کدورت در محلول رنگزا، از مصرف آن خودداری فرمایید.	
مقادیر مرجع	
$\leq 37 \text{ U/mL}$	افراد سالم و زنان غیر باردار
نکات	
غلظت کالیبراتورها و کنترل (ها) در برگه COA درج شده است. چنانچه از دستگاه های الایزا پروسسور استفاده می کنید، می توانید تنظیمات دستگاه خود را از شرکت دریافت نمایید.	
Rev (E1): 1404/06/08	