

5 تخلیه چاهکها
و 3 بار شستشو
هر بار 300 λ

6 100 λ
محلول رنگزا (A+B)

از تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری کنید

! 15 دقیقه انکوباسیون
در دمای اتاق و تاریکی

7 50 λ
محلول Stop

! 20 ثانیه حرکت آرام روی سطح میز

8 خوانش با فیلتر 450 nm
فیلتر رفرانس 630 nm
خوانش حداکثر تا مدت 15 دقیقه

1 25 λ
نمونه، کالیبراتور، کنترل

2 100 λ
کنترل و گوی بیوتینی

! 30 ثانیه حرکت آرام روی سطح میز

! پوشاندن چاهکها با برجسب
مخصوص پلیت و 30 دقیقه
انکوباسیون در دمای اتاق

3 تخلیه چاهکها
و 3 بار شستشو
هر بار 300 λ

4 100 λ
کنترل و گوی آنزیمی

از تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری کنید

! پوشاندن چاهکها با برجسب
مخصوص پلیت و 30 دقیقه
انکوباسیون در دمای اتاق

نمونه	سرم (ترجیحاً ناشتا)						
آماده سازی محلول ها							
محلول شستشو: 20 میلی لیتر از محلول شستشو (50X) را به 980 میلی لیتر آب مقطر دیونیزه اضافه کنید / نگهداری در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد.							
محلول رنگزا: قبل از شروع استفاده از کیت، کل حجم محلول رنگزا B (ویال روشن) را داخل محلول رنگزا A (ویال تیره) خالی نمایید و برای انجام تست تا پایان مصرف کیت استفاده نمایید. در صورت مشاهده رنگ آبی و یا کدورت در محلول رنگزا، از مصرف آن خودداری فرمایید.							
مقادیر مرجع							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Normal Range (ng/mL)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Men</td><td>30-400</td></tr> <tr> <td>Women</td><td>13-150</td></tr> </tbody> </table>		Normal Range (ng/mL)		Men	30-400	Women	13-150
Normal Range (ng/mL)							
Men	30-400						
Women	13-150						
نکات							
غلظت کالیبراتورها و کنترل (ها) در برگه COA درج شده است. چنانچه از دستگاه های الایزا پروسسور استفاده می کنید، می توانید تنظیمات دستگاه خود را از شرکت دریافت نمایید.							
Rev (D1):1405/06/29							