

5 تخلیه چاهکها
و 5 بار شستشو
هر بار 300 λ



6 100 λ
محلول رنگزا (A+B)



از تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری کنید

! 15 دقیقه انکوباسیون
در دمای اتاق و تاریکی



7 100 λ
محلول Stop



! 20 ثانیه حرکت آرام روی سطح میز



8 خوانش با فیلتر 450 nm
فیلتر رفرانس 630 nm
خوانش حداکثر تا مدت 15 دقیقه

1 20 λ نمونه،
کالیبراتور، کنترل



2 100 λ
کنترل بیوتینی



! 30 ثانیه حرکت آرام روی سطح میز



! پوشاندن چاهکها با برجسب
مخصوص پلیت و 30 دقیقه
انکوباسیون در دمای اتاق



3 تخلیه چاهکها
و 5 بار شستشو
هر بار 300 λ



4 100 λ
کنترل آنزیمی



! پوشاندن چاهکها با برجسب
مخصوص پلیت و 30 دقیقه
انکوباسیون در دمای اتاق

نمونه	سرم (ترجیحاً ناشتا)																				
آماده سازی محلول ها محلول شستشو: 20 میلی لیتر از محلول شستشو (50X) را به 980 میلی لیتر آب مقطر دیونیزه اضافه کنید / نگهداری در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد. محلول رنگزا: قبل از شروع استفاده از کیت، کل حجم محلول رنگزا B (ویال روشن) را داخل محلول رنگزا A (ویال تیره) خالی نمایید و برای انجام تست تا پایان مصرف کیت استفاده نمایید. در صورت مشاهده رنگ آبی و یا کدورت در محلول رنگزا، از مصرف آن خودداری فرمایید.																					
مقادیر مرجع <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Normal Range (pmol/L)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Healthy Premenopausal Women</td><td>Up to 70</td></tr> <tr> <td>Healthy Postmenopausal Women</td><td>Up to 140</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ROMA Value</th><th>Value(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Premenopausal Women</td></tr> <tr> <td>Low risk of finding epithelial ovarian cancer</td><td>< 11.4</td></tr> <tr> <td>High risk of finding epithelial ovarian cancer</td><td>≥ 11.4</td></tr> <tr> <td colspan="2">Postmenopausal Women</td></tr> <tr> <td>Low risk of finding epithelial ovarian cancer</td><td>< 29.9</td></tr> <tr> <td>High risk of finding epithelial ovarian cancer</td><td>≥ 29.9</td></tr> </tbody> </table> توجه: جهت محاسبه ROMA Factor به سایت https://www.iklt.ir مراجعه نمایید.		Normal Range (pmol/L)		Healthy Premenopausal Women	Up to 70	Healthy Postmenopausal Women	Up to 140	ROMA Value	Value(%)	Premenopausal Women		Low risk of finding epithelial ovarian cancer	< 11.4	High risk of finding epithelial ovarian cancer	≥ 11.4	Postmenopausal Women		Low risk of finding epithelial ovarian cancer	< 29.9	High risk of finding epithelial ovarian cancer	≥ 29.9
Normal Range (pmol/L)																					
Healthy Premenopausal Women	Up to 70																				
Healthy Postmenopausal Women	Up to 140																				
ROMA Value	Value(%)																				
Premenopausal Women																					
Low risk of finding epithelial ovarian cancer	< 11.4																				
High risk of finding epithelial ovarian cancer	≥ 11.4																				
Postmenopausal Women																					
Low risk of finding epithelial ovarian cancer	< 29.9																				
High risk of finding epithelial ovarian cancer	≥ 29.9																				
نکات غلظت کالیبراتورها و کنترل (ها) در برگه COA درج شده است. چنانچه از دستگاه های الایزا پرسوسور استفاده می کنید، می توانید تنظیمات دستگاه خود را از شرکت دریافت نمایید.																					
Rev (C): 1405/06/17																					