

100 λ
محلول رنگزا (A+B) **4**



از تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری کنید

15 دقیقه انکوباسیون
در دمای اتاق و تاریکی **!**

50 λ
محلول Stop **5**



20 ثانیه حرکت آرام روی سطح میز **!**

خوانش با فیلتر 450 nm
فیلتر رفرانس 630 nm **6**
خوانش حداکثر تا مدت 15 دقیقه



25 λ
نمونه، کنترل، کالیبراتور **1**



100 λ
کونژوگه آنزیمی **2**



30 ثانیه حرکت آرام روی سطح میز **!**

پوشاندن چاهک‌ها با برجسب
مخصوص پلیت و 60 دقیقه
انکوباسیون در دمای اتاق **!**

تخلیه چاهک‌ها
و 3 بار شستشو
هر بار 300 λ **3**



نمونه

سرم (ترجیحاً ناشتا)

آماده سازی محلول ها

محلول شستشو: 20 میلی لیتر از محلول شستشو (50X) را به 980 میلی لیتر آب مقطر دیونیزه اضافه کنید / نگهداری در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد.

محلول رنگزا: قبل از شروع استفاده از کیت، کل حجم محلول رنگزا B (ویال روشن) را داخل محلول رنگزا A (ویال تیره) خالی نمایید و برای انجام تست تا پایان مصرف کیت استفاده نمایید. در صورت مشاهده رنگ آبی و یا کدورت در محلول رنگزا، از مصرف آن خودداری فرمایید.

مقادیر مرجع

Normal Range (ng/mL)

UP TO 7 ng/mL

نکات

غلظت کالیبراتورها و کنترل (ها) در برگه COA درج شده است. چنانچه از دستگاه های الایزا پروسسور استفاده می کنید، می توانید تنظیمات دستگاه خود را از شرکت دریافت نمایید.

Rev (D1):1405/07/11