

سرم (ترجیحاً ناشتا)

نمونه

آماده سازی محلول ها

محلول شستشو: 20 میلی لیتر از محلول شستشو (50X) را به 980 میلی لیتر آب مقطر دیونیزه اضافه کنید/ نگهداری در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد.

محلول رنگزا: قبل از شروع استفاده از کیت، کل حجم محلول رنگزا B (ویال روشن) را داخل محلول رنگزا A (ویال تیره) خالی نمایید و برای انجام تست تا پایان مصرف کیت استفاده نمایید. در صورت مشاهده رنگ آبی و یا کدورت در محلول رنگزا، از مصرف آن خودداری فرمایید.

مقادیر مرجع

Males	
<18 years	0.4 - 9.8
>18 years	1.3 - 9.6
Females	
<18 years	0.4 - 41.7
Premenopausal Follicular	1.9 - 14.6
Premenopausal Midcycle	12.2 - 118.0
Premenopausal Luteal	0.7 - 12.9
Postmenopausal	5.3 - 65.4

نکات

غلظت کالیبراتورها و کنترل (ها) در برگه COA درج شده است. چنانچه از دستگاه های الایزا پرسوسور استفاده می کنید، می توانید تنظیمات دستگاه خود را از شرکت دریافت نمایید.

Rev (E1):1405/07/07

1 نمونه، کنترل، کالیبراتور 50λ

2 کونژوگه آنزیمی 100λ

3 پوشاندن چاهک ها با برجسب مخصوص پلیت و 30 دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق

3 و 3 بار شستشو تخلیه چاهک ها هر بار 300λ

4 محلول رنگزا (A+B) 100λ

15 دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق و تاریکی

5 محلول Stop 50λ

20 ثانیه حرکت آرام روی سطح میز

6 خوانش با فیلتر 450 nm فیلتر رفرانس 630 nm خوانش حداکثر تا مدت 15 دقیقه

